



CARBON X LUPAS

Diseñados para aliviar el cuello y los
hombros


Diseño ergonómico

Diseño óptico de 48 grados

Ángulo hacia abajo de 48 grados

Mantiene la postura erguida de la espalda y el cuello

Previene que los dentistas se inclinen hacia adelante




Elimina la necesidad de inclinarse

Reduce la tensión en los hombro y el cuello

Extiende la carrera profesional






No se necesita personalización

Ajuste libre

Magnificación de 3.5X, con un campo de visión de hasta 90 mm
Observa fácilmente cada detalle en la cavidad oral


Ajuste Independiente de la Distancia interpupilar izquierda y derecha Alineación de imagen fácil

Reduce la fatiga ocular durante cirugías prolongadas



Campo de visión paralelo:

Ayuda a aliviar la tensión en los
músculos medialrectos de los ojos




Convergencia ocular:

Causa tensión en los músculos
medialrectos de los ojos


Fácil levantamiento para una vista despejada

Mejora la comunicación entre el doctor y el paciente



Ajuste de altura de la pupila

Asegura una vista sin sombras





Almohadillas nasales de silicona suave para comodidad

Tira de metal flexible incorporada para un fácil ajuste y un ajuste
ceñido en el puente de la nariz

Las lentes utilizan vidrio SCHOTT con tecnología de recubrimiento anti-vaho y anti-moho

Visión clara con bordes nítidos





Reemplazo fácil de lentes prescritos

Fijación rápida y confiable con clip



Montura para faro disponible

Faro opcional con cable o inalámbrico



Magnificación	Distancia de trabajo	Ajuste de distancia pupilar	Profundidad de campo	Campo de visión	Peso
3.5X	280-380mm 360-460mm 440-540mm 500-600mm	50-80MM	100mm	70-90mm	75g
4.5X			100mm	50-80mm	80g
5.5X			90mm	50-75mm	88g
6.5X			80mm	45-70mm	87g



Faro con cable

Diseñado para la eficiencia

Ligero

El faro montado en el loup y el paquete de baterías están optimizados para un peso mínimo, apoyando un uso cómodo durante todo el día.

Configuración ergonómica

El diseño ligero del faro con cable y los controles bien colocados priorizan los movimientos corporales naturales, para ayudar a prevenir malestar o tensión en el usuario.

Plug and play

Todos los modelos de faros con cable vienen con dos baterías. Cambiar entre baterías agotadas y cargadas es rápido y fácil.

Compatible

Se pueden montar la mayoría de los modelos de loup



Firefly Cordless

Firefly proporciona una mayor intensidad de luz para permitir trabajar con mayores aumentos.

Parámetro

Intensidad	55K LUX / 35K LUX
Peso	27 g
Tiempo de funcionamiento	2 hrs
Tiempo de carga	1.25 hrs
Baterías	3 pcs
Temperatura de color	5,750K
Filtro amarillo	Externo
Color	 AZUL  ORO  GRIS





Follow up



xpedentlatam



xpedentlatam



xpedentlatam



jenny@xpedent.com

www.xpedentlatam.com



Sales Office Xpedent Latino América
Xpedent Latino America

Contacto: +51-957951893

Email: Xpendetlatam@outlook.es